



LABOR – PRAXISKLINIK GbR
DR. KÜBLER & PARTNER

VERSANDANLEITUNG

1. Probenentnahme mittels Blutentnahmesystem in folgende Röhrchen:

- BD Vacutainer-System: gelb-oranges Röhrchen mit Trenngel für Serum 8,5 ml
oder
- S-Monovette: braunes Röhrchen mit Trenngel für Serum 7,5 ml

2. Vorbereitung der Proben für den Versand:

- Röhrchen nach Entnahme kurz schwenken und 30 Min. aufrecht stehen lassen
- Röhrchen 10 Minuten bei 1300-2000g zentrifugieren
- Der Überstand (Serum) wird unmittelbar danach in folgende Röhrchen umgefüllt:
 - Aminosäuren: 1 ml Serum in ein EDTA-Röhrchen füllen
(Sarstedt: rot / BD Vacutainer: lila)
 - Elektrolyte und Spurenelemente (2 ml), Vitamine (0,5ml), Autoimmun-Screening (1ml) Serum in ein klares unbeschichtetes PP-Röhrchen füllen
- alle Röhrchen beschriften und in ein verschraubbares Versandröhrchen stecken
- Das Versandröhrchen zusammen mit dem ausgefüllten Einsendeschein in einem an uns adressierten Umschlag versenden

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

